



## 低溫恆溫水槽故障檢查表

|      |  |    |  |        |  |
|------|--|----|--|--------|--|
| 公司名稱 |  |    |  | 聯絡人    |  |
| TEL  |  | 分機 |  | E-mail |  |

| 儀器廠牌         |  |  | 填表日期  |  |
|--------------|--|--|-------|--|
| 控制面板形式       | <input type="checkbox"/> 表頭式 <input type="checkbox"/> 薄膜面板 |  | 購買日期  |  |
| 儀器需求條件       |  |  | 說 明   |  |
| 插座有無電源       | <input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK    |  | 故障情形: |  |
| 電壓是否正確       | <input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK    |  | 故障情形: |  |
| 儀器後方電源線是否脫落  | <input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK    |  | 故障情形: |  |
| 電源開關是否正常     | <input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK    |  | 故障情形: |  |
| 攪拌馬達是否正常     | <input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK    |  | 故障情形: |  |
| 溫度控制面板顯示是否正常 | <input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK    |  | 故障情形: |  |
| 溫度顯示是否正常     | <input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK    |  | 故障情形: |  |
| 升溫控制是否正常     | <input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK    |  | 故障情形: |  |
| 加熱指示燈是否正常    | <input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK    |  | 故障情形: |  |
| 加熱器是否正常      | <input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK    |  | 故障情形: |  |
| 降溫控制是否正常     | <input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK    |  | 故障情形: |  |
| 壓縮機是否正常啟動    | <input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK    |  | 故障情形: |  |
| 壓縮機風扇是否正常運轉  | <input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK    |  | 故障情形: |  |
| 內部參數設定是否正確   | <input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK    |  | 故障情形: |  |
| 保險絲開關是否正常    | <input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK    |  | 故障情形: |  |



其他選配功能

可程式功能是否正常

NG OK 故障情形:

計時器是否正常

NG OK 故障情形:

備註：