



冷卻循環水槽故障檢查表

公司名稱			聯絡人	
TEL		分機	E-mail	

儀器廠牌		填表日期	
控制面板形式	<input type="checkbox"/> 表頭式 <input type="checkbox"/> 薄膜面板	購買日期	
儀器需求條件		說 明	
插座有無電源	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK	故障情形:	
電壓是否正確	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK	故障情形:	
儀器後方電源線是否脫落	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK	故障情形:	
電源開關是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK	故障情形:	
循環馬達是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK	故障情形:	
外部循環水口是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK	故障情形:	
溫度控制面板顯示是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK	故障情形:	
溫度顯示是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK	故障情形:	
升溫控制是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK	故障情形:	
加熱指示燈是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK	故障情形:	
加熱器是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK	故障情形:	
降溫控制是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK	故障情形:	
壓縮機是否正常啟動	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK	故障情形:	
壓縮機風扇是否正常運轉	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK	故障情形:	
內部參數設定是否正確	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK	故障情形:	
保險絲開關是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK	故障情形:	



其他選配功能

水壓力錶否正常

NG OK 故障情形:

可程式功能是否正常

NG OK 故障情形:

計時器是否正常

NG OK 故障情形:

備註: