



## 熱風循環烘箱故障檢查表

公司名稱			聯絡人	
TEL		分機	E-mail	

儀器廠牌			填表日期	
控制面板形式	<input type="checkbox"/> 表頭式	<input type="checkbox"/> 薄膜面板	購買日期	

儀器需求條件	說 明
插座有無電源	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
電壓是否正確	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
儀器後方電源線是否脫落	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
電源開關是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
循環風扇是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
溫度控制面板顯示是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
溫度顯示是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
升溫控制是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
加熱指示燈是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
降溫控制是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
加熱器是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
烘箱內門墊圈是否老化	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
內部參數設定是否正確	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
保險絲開關是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
其他選配功能	
可程式功能是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:



觀察窗是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
觀察窗墊圈是否老化	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
計時器是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
備註:	