



真空旋轉減壓濃縮機故障檢查表

公司名稱		聯絡人	
TEL	分機	E-mail	

儀器廠牌		填表日期	
真空顯示	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	購買日期	
儀器需求條件		說 明	
插座有無電源	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK	故障情形:	
電壓是否正確	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK	故障情形:	
儀器後方電源線是否脫落	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK	故障情形:	
電源開關是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK	故障情形:	
外觀是否有被溶劑侵蝕或破裂	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK	故障情形:	
冷凝管、濃縮瓶、蒸餾瓶是否有裂損	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK	故障情形:	
旋轉馬達是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK	故障情形:	
真空度是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK	故障情形:	
水浴鍋顯示面板是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK	故障情形:	
水浴鍋升溫控制是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK	故障情形:	
加熱指示燈是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK	故障情形:	
加熱器是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK	故障情形:	
其他選配功能			
真空控制器是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK	故障情形:	
真空控制器可程式功能是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK	故障情形:	
溫度顯示是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK	故障情形:	



轉速顯示是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
電動升降器是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
備註：	