



色差計故障檢查表

公司名稱				聯絡人	
TEL		分機		E-mail	

儀器廠牌			填表日期	
黏度計形式	<input type="checkbox"/> 手持式 <input type="checkbox"/> 桌上式		購入日期	

儀器需求條件	說 明
--------	-----

插座有無電源	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
電壓是否正確	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
儀器後方電源線是否脫落	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
電源開關是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
電池是否正常(手持式)	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
計測部、光學部...等連接是否正確	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
白板校正是否通過	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
黑板校正是否通過 <small>(色差計無配備不需要測)</small>	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
顯示面板是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
測量白板上 XYZ 數值是否吻合	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
測量白板再現性是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
檢查白板是否損傷或黃變	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
各參數設定是否正確	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:

其他選配功能	
--------	--

連接電腦是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
列表機是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:

備註：	
-----	--