



離心機故障檢查表

公司名稱			聯絡人	
TEL		分機	E-mail	

儀器廠牌		填表日期	
離心機形式	<input type="checkbox"/> 桌上型 <input type="checkbox"/> 落地型	購入日期	

儀器需求條件	說 明
插座有無電源	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
電壓是否正確	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
儀器後方電源線是否脫落	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
電源開關是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
水平調整是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
顯示面板是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
轉動馬達是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
轉盤是否鎖緊	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
開始運轉顯示面板上參數是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
各參數設定是否正確	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
有離心機冷凍功能	
升溫控制是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
降溫控制是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
壓縮機是否正常啟動	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
壓縮機風扇是否正常運轉	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
保險絲開關是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:



其他選配功能

可程式功能是否正常

NG OK 故障情形:

計時器是否正常

NG OK 故障情形:

其他轉盤是否正常

NG OK 故障情形:

備註: