



電子天平/分析天平故障檢查表

公司名稱			聯絡人	
TEL		分機	E-mail	

儀器廠牌		填表日期	
天平形式	<input type="checkbox"/> 電子天平 <input type="checkbox"/> 分析天平	購買日期	

儀器需求條件	說 明
插座有無電源	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
電壓是否正確	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
儀器後方電源線是否脫落	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
電源開關是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
內部與外觀是否有被溶劑侵蝕	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
盤面是否有裂損	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
面板顯示是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
歸零是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
秤重是否精準	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
各參數設定是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
其他選配功能	
校正法碼	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
大理石防震台	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:



防風罩

NG OK 故障情形:

備註: