



## 電磁加熱器故障檢查表

公司名稱			聯絡人	
TEL		分機	E-mail	

儀器廠牌			填表日期	
數字顯示幕形式	<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有	購買日期	

儀器需求條件	說 明
插座有無電源	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
電壓是否正確	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
儀器後方電源線是否脫落	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
電源開關是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
內部與外觀是否有被溶劑侵蝕	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
盤面是否有裂損	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
控制面板顯示是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
溫度顯示是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
升溫控制是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
加熱指示燈是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
加熱器是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
溫度感應器是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
保險絲開關是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
<b>其他選配功能</b>	
可程式功能是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:
溫度探棒是否正常	<input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形:



計時器是否正常

NG OK 故障情形:

備註: